


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Receptor Pge Ep3 (Ptger3) Para Wb, Elisa - P43115

Número do item: CM0027744



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PTGER3 humano (receptor EP3), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Explore a pesquisa de sinalização de prostaglandinas com matérias-primas confiáveis da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb Coelho Anti-Receptor PGE EP3 (PTGER3)
Observações/Apelido	EP3; EP3e; EP3-I; EP3-II; EP3-IV; EP3-VI; PGE2-R; EP3-III; Inc003875; Receptor PGE EP3 (PTGER3)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5733
GeneID	5733
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-53 do receptor PGE EP3 humano (PTGER3) (NP_942009.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P43115
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de Gelo