

Anti-Pge Receptor Ep4 (Ptger4) Coelho Pab Para Wb, Elisa - P35408

Número do item: CM0020959



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao receptor de prostaglandina E2 subtipo EP4 (PTGER4). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada em rato. Útil para estudar o relaxamento do músculo liso mediado por GPCR e a função renal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PGE receptor EP4 (PTGER4) Coelho pAb
Observações/Apelido	EP4; EP4R; PGE receptor EP4 (PTGER4)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5734
GeneID	5734
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-488 do receptor EP4 de PGE humano (PTGER4) (P35408)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P35408
Peso Proteico	53kDa
Envio	Saco de gelo