


Anticorpo Policlonal Anti-Pghs-2 Para Wb - P35354

Número do item: CM0019801



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PGHS-2 humano (COX-2/PTGS2), adequado para Western blot. Esta enzima desempenha um papel central na biossíntese de prostanoídes e na resposta inflamatória. Use para pesquisa em inflamação e metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PGHS-2 Coelho pAb
Observações/Apelido	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS
Reatividade de Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5743
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 505-604 do COX2/PTGS2 humano (P35354).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P35354
Peso Proteico	69kDa
Envio	Saco de gelo