

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pgk1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00558

Número do item: CM0014254



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PGK1 (Fosfoglicerato quinase 1). Validado em WB, IHC-P, ELISA; reage de forma cruzada com humano, camundongo, rato. Para pesquisa em glicólise, função mitocondrial e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PGK1 Coelho pAb
Observações/Apelido	PGKA; MIG10; HEL-S-68p; PGK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5230
GeneID	5230
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-417 do PGK1 humano (NP_000282.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00558
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de Gelo