

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pgk2 Para Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P07205

Número do item: CM0015924

introdução

Anticorpo PGK2 policlonal de coelho validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta PGK2 humano, de rato e camundongo (45 kDa), uma enzima glicolítica específica do testículo essencial para a motilidade espermática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho PGK2 (pAb)
Observações/Apelido	PGKB; PGKPS; HEL-S-272; dj417L20.2; PGK2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5232
GeneID	5232
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 242-360 do PGK2 humano (NP_620061.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07205
Peso Molecular da Proteína	45 kDa
Envio	Em saco de gelo