

Anticorpo Policlonal Anti-Pgls Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095336

Número do item: CM0028701

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à 6-fosfogluconolactonase (PGLS) humana. Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de vias metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PGLS Rabbit pAb
Observações/Apêndice	6PGL; HEL-S-304; PGLS
Espécie	Humano
GeneID	25796
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-258 da PGLS humana (NP_036220.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95336
Peso Proteico	28kDa
Envio	Em saco de gelo