

Anticorpo Policlonal Anti-Pglyrp2 Para Wb, Elisa - Q96Pd5

Número do item: CM0021071

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PGLYRP2 humano (proteína 2 de reconhecimento de peptidoglicano, PGRP-L), adequado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Ideal para pesquisas sobre imunidade inata e digestão de peptidoglicano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PGLYRP2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	tagL; PGRP-L; PGRP-L; PGLYRPL; HMFT0141; TAGL-like; tagl-beta; tagL-alpha; PGLYRP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	114770
ID do Gene	114770
Imunógeno	Peptídeo sintético (um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 300-400 de PGLYRP2 humano (NP_443122.3))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q96PD5
Peso da Proteína	62 kDa
Envio	Bolsa de gelo