

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pgm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P36871

Número do item: CM0003322



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PGM1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com PGM1 humano, de camundongo e de rato; peso molecular observado ~61kDa. Ideal para pesquisas sobre metabolismo da glicose e doença de armazenamento de glicogênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PGM1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CDG1T; GSD14; PGM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5236
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 465-562 do PGM1 humano (NP_002624.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36871
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco com gelo