

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pgm2 Para Wb, Elisa - Q96G03

Número do item: CM0015217

introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho PGM2 é um anticorpo policlonal produzido em coelho contra PGM2 humano, validado para WB e ELISA. Detecta PGM2 humano e de rato, uma fosfopentomutase crucial para o metabolismo de nucleotídeos. Enviado em gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PGM2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MSTP006; PGM2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55276
ID do Gene	55276
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 do PGM2 humano (NP_060760.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q96G03
Peso Proteico	68kDa
Envio	Saco de gelo