


Anticorpo Policlonais Anti-Pgp9.5/Uchl1 Para Wb, Elisa - P09936

Número do item: CM0018096



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a PGP9.5/UCHL1 (UniProt P09936). Adequado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com UCHL1 humano e de camundongo, uma desubiquitinase chave implicada na neurodegeneração e homeostase proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PGP9.5/UCHL1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7345
GeneID	7345
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P09936
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo