


Anticorpo Policlonal Anti-Pgp9.5/Uchl1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P09936

Número do item: CM0021729



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PGP9.5/UCHL1 humano (hidrolase carboxi-terminal de ubiquitina, isoenzima L1), uma desubiquitinase essencial na degradação de proteínas e na função neuronal. Validado para WB, IF/ICC e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em neurociência e doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PGP9.5/UCHL1 pAb de coelho
Observações/alias	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7345
GeneID	7345
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 de PGP95/UCHL1 humano (NP_004172.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P09936
Peso da proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo