


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pgp9.5/Uchl1 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P09936

Número do item: CM0002236



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PGP9.5/UCHL1 humano (25 kDa), validado para WB, IF, IHC, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Uma deubiquitinase para pesquisa de função sináptica e cardíaca, processamento de APP, osteoclastogênese e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PGP9.5/UCHL1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7345
GeneID	7345
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 de PGP95/UCHL1 humano (NP_004172.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09936
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo