


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pgp9.5/Uchl1 Para Wb, If/Icc, If-F, If-P, Ihc-P, Elisa - P09936

Número do item: CM0003461



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PGP9.5/UCHL1 humano (SWISS P09936). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com humano, rato, camundongo, macaco. Adequado para pesquisa em neurodegeneração e via da ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PGP9.5/UCHL1
Observações/Apelido	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7345
GeneID	7345
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do PGP9.5/UCHL1 humano (NP_004172.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	P09936
Peso Proteico	25 kDa
Envio	Saco de Gelo