


Anticorpo Policlonais Anti-Pgrmc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00264

Número do item: CM0028362



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PGRMC1 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta níveis endógenos em humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas de sinalização por progesterona e homeostase do heme.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PGRMC1 Rabbit pAb
Observações/Alias	IZA; MPR; Dap1; HPR6.6; PGRMC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10857
GeneID	10857
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 44-195 de PGRMC1 humana (NP_006658.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00264
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo