


Anticorpo Policlonal Anti-Phactr1 Para Wb, Elisa - Q9C0D0

Número do item: CM0023140



introdução

A CamelBio oferece Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-PHACTR1 para WB e ELISA. Reconhece PHACTR1 humano, de rato e camundongo, um regulador de fosfatase e actina implicado na motilidade celular e organização do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PHACTR1 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	RPEL; DEE70; RPEL1; EIEE70; dj257A7.2; PHACTR1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	221692
GeneID	221692
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 154-380 do PHACTR1 humano (NP_112210.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9C0D0
Peso Proteico	66kDa
Envio	Bolsa de Gelo