

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phc1 Para Wb, Elisa - P78364

Número do item: CM0024879



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PHC1 humano (EDR1, HPH1). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. PHC1 é um componente do complexo PRC1 envolvido na repressão da cromatina e na regulação de genes do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PHC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EDR1; HPH1; RAE28; MCPH11; PHC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1911
GeneID	1911
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 750-940 do PHC1 humano (NP_004417.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78364
Peso Proteico	106kDa
Remessa	Em saco de gelo