

Anticorpo Policlonal Anti-Phc2 Para Wb E Elisa - Q8lxx0

Número do item: CM0016525

introdução

O pAb de Coelho PHC2 é um anticorpo policlonal validado para Western blot e ELISA, direcionado à proteína tipo polyhomeotic 2 humana, um componente do PRC1 envolvido no silenciamento gênico. Ideal para pesquisas de biologia da cromatina.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	PHC2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PH2; EDR2; HPH2; PHC2
Espécie	Humano
ID do Gene	1912
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-323 do PHC2 humano (NP_004418.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8IXK0
Peso da Proteína	91kDa
Envio	Saco de gelo