


## Anticorpo Policlonais Anti-Phc3 Para Wb, Elisa - Q8Ndx5

Número do item: CM0028748



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PHC3 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage com seres humanos, camundongos e ratos. Adequado para pesquisa de proteínas do grupo Polycomb e remodelação da cromatina.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | PHC3 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Alias          | EDR3; HPH3; PHC3                                                                                                          |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)            | 80012                                                                                                                     |
| GeneID                     | 80012                                                                                                                     |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-300 do PHC3 humano (NP_079223.3) |
| Origem                     | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria                  | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação                  | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada        | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS                      | Q8NDX5                                                                                                                    |
| Peso Molecular da Proteína | 106kDa                                                                                                                    |
| Envio                      | Bolsa de gelo                                                                                                             |