


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phc3 Para If/Icc, Elisa - Q8Ndx5

Número do item: CM0017458



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PHC3 humano, validado para IF/ICC e ELISA. Tem como alvo a proteína semelhante ao polyhomeotic 3, um componente do complexo PRC1, para pesquisa em biologia epigenética e do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PHC3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EDR3, HPH3, PHC3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80012
GeneID	80012
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-300 do PHC3 humano (NP_079223.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8NDX5
Peso da Proteína	106kDa
Envio	Saco de gelo