

Anticorpo Policlonal Anti-Phd2/Egln1 Para If/Icc, Elisa - Q9Gzt9

Número do item: CM0024305



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a PHD2/EGLN1 (HIF proil hidroxilase 2), validado para IF/ICC e ELISA. Detecta PHD2 humano, um sensor de oxigênio chave que regula a estabilidade de HIF-alfa. Ideal para pesquisa em hipóxia e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PHD2/EGLN1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HPH2; PHD2; SM20; ECTY3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; C1orf12; HIF-PH2; PHD2/EGLN1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	54583
GeneID	54583
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-426 do PHD2/EGLN1 humano (NP_071334.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9GZT9
Peso Proteico	46kDa
Envio	Bolsa de Gelo