

Anticorpo Policlonal Anti-Phd2/Egln1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzt9

Número do item: CM0018045



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PHD2/EGLN1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta PHD2/EGLN1 endógeno em amostras humanas, de rato e camundongo. Ideal para pesquisa em hipóxia e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PHD2/EGLN1 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	HPH2; PHD2; SM20; EYCT3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; C1orf12; HIF-PH2; PHD2/EGLN1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54583
GeneID	54583
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-426 do PHD2/EGLN1 humano (NP_071334.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZT9
Peso Proteico	46kDa
Transporte	Saco de gelo