

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Phd2/Egln1 Para Wb, Elisa - Q9Gzt9

Número do item: CM0002656



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-PHD2/EGLN1, validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta PHD2/EGLN1 humano (HIF-PH2), um sensor de oxigênio de 46 kDa envolvido na hidroxilação de HIF- α e na sinalização de hipóxia. Adequado para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] PHD2/EGLN1 Coelho mAb
Observações/Alias	HPH2; PHD2; SM20; ECTY3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; C1orf12; HIF-PH2; N1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54583
ID do Gene	54583
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de PHD2/EGLN1 humano (NP_071334.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9GZT9
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Bolsa de gelo