

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phd3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H6Z9

Número do item: CM0030251

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PHD3/EGLN3 humano (Q9H6Z9). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Ideal para estudar hipóxia, apoptose, ferroptose e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PHD3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PHD3; HIFPH3; HIFP4H3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	112399
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PHD3 humano (NP_071356.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H6Z9
Peso Proteico	27kDa
Envio	Saco de gelo