

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phf1 Para Wb, Elisa - 043189

Número do item: CM0027630



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PHF1 de alta qualidade validado para Western blot e ELISA. Detecta PHF1 humano, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em cromatina, resposta a danos no DNA e estudos epigenéticos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PHF1 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Alias   | PCL1; PHF2; hPHF1; MTF2L2; TDRD19C; PHF1                                                                                 |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 5252                                                                                                                     |
| GeneID              | 5252                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do PHF1 humano (NP_077084.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS               | O43189                                                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 62kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                            |