

Anticorpo Policlonal Anti-Phf11 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uil8

Número do item: CM0026311

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PHF11 para detecção da proteína PHD finger 11, um regulador de citocinas Th1. Validado em WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reatividade cruzada com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PHF11 Rabbit pAb
Observações/Alias	APY; BCAP; IGEL; IGER; IGHER; NYREN34; NY-REN-34; PHF11
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51131
ID do Gene	51131
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-292 da PHF11 humana (NP_001035533.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UIL8
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo