


Anticorpo Policlonal Anti-Phf19 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5T6S3

Número do item: CM0028611



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a PHF19/PCL3, validado para aplicações de WB, IF/ICC, ELISA. Detecta PHF19 humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudar repressão Polycomb, reconhecimento de H3K36me3 e epigenética do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PHF19 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PCL3; MTF2L1; TDRD19B; PHF19
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26147
GeneID	26147
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-207 do PHF19 humano (NP_001009936.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5T6S3
Peso Proteico	66kDa
Envio	Saco de gelo