

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phf21B Para Wb & Elisa - Q96Ek2

Número do item: CM0028472

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PHF21B (PHF4, BHC80L), validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas de biologia da cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PHF21B pAb de Coelho
Observações/Apelido	PHF4; BHC80L; PHF21B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	112885
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 322-531 do PHF21B humano (NP_612424.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96EK2
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de gelo