

Anticorpo Monoclonal Anti-Phf8 Para Wb, Elisa - Q9Upp1

Número do item: CM0002912



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PHF8 (KDM7B), desmetilase de lisina de histona, validado para WB e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa epigenética e do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PHF8
Observações/Apelido	KDM7B; JHDM1F; MRXSSD; ZNF422; PHF8
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23133
GeneID	23133
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 800-900 do PHF8 humano (Q9UPP1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UPP1
Peso Proteico	118kDa
Envio	Saco de Gelo