

Anticorpo Monoclonal Anti-Phgdh Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43175

Número do item: CM0004220



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra PHGDH humano (O43175). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para o estudo da biossíntese de serina e metabolismo cancerígeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PHGDH mAb de coelho
Observações/Apelidos	NLS; PDG; PGD; NLS1; PGAD; PGDH; SERA; 3PGDH; 3-PGDH; PHGDHD; HEL-S-113; PHGDH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26227
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 264-533 do PHGDH humano (NP_006614.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43175
Peso da Proteína	57kDa
Transporte	Bolsa de gelo