


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phgdh Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O43175

Número do item: CM0017947



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece a PHGDH, uma enzima chave na biossíntese da serina. Validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA em humano, rato, camundongo. Ideal para o desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PHGDH Rabbit pAb
Observações/Apelido	NLS; PDG; PGD; NLS1; PGAD; PGDH; SERA; 3PGDH; 3-PGDH; PHGDHD; HEL-S-113; PHGDH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26227
GeneID	26227
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 264-533 da PHGDH humana (NP_006614.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43175
Peso Proteico	57kDa
Envio	Bolsa de Gelo