


Anticorpo Policlonais Anti-Phip Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wwq0

Número do item: CM0024788



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PHIP humano (proteína que interage com PH), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para estudos de sinalização por insulina e proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PHIP Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ndrp; BRWD2; DIDOD; WDR11; DCAF14; CHUJANS; PHIP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55023
GeneID	55023
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1542-1821 do PHIP humano (NP_060404.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8WWQ0
Peso Molecular da Proteína	207kDa
Envio	Bolsa de gelo