


Anticorpo Policlonal Anti-Phka1 Para Wb, Elisa - P46020

Número do item: CM0021552



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho PHKA1 validado para WB e ELISA. Reconhece a subunidade alfa reguladora da fosforilase b quinase humana e de camundongo, ideal para pesquisas sobre metabolismo de glicogênio e doenças musculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PHKA1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PHKA; PHKA1
Espécie	Humano
GeneID	5255
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 600-820 do PHKA1 humano (NP_001116142.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P46020
Peso da Proteína	137kDa
Envio	Saco com gelo