


Anticorpo Policlonal Anti-Phkb Para Wb, Elisa - Q93100

Número do item: CM0026054



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à PHKB humana, a subunidade regulatória beta da fosforilase b quinase. Adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para estudos de metabolismo do glicogênio e doenças relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PHKB Rabbit pAb
Observações/Apelido	PHKB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5257
ID do Gene	5257
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 854-1093 da PHKB humana (NP_000284.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q93100
Peso Molecular da Proteína	125kDa
Transporte	Bolsa de Gelo