

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phkg2 Para Wb, Elisa - P15735

Número do item: CM0014508



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à PHKG2 humana, uma subunidade catalítica da fosforilase b quinase envolvida na glicogenólise. Adequado para WB e ELISA; apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Banda esperada ~46 kDa.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	PHKG2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GSD9C; PHKG2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5261
GeneID	5261
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15735
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Bolsa de gelo