


Anti-Phkg2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P15735

Número do item: CM0025716



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PHKG2 humano (fosforilase b kinase gamma 2). Adequado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Uso em pesquisas sobre glicogenólise e estudos de GSD tipo IX.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PHKG2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GSD9C; PHKG2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5261
GeneID	5261
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 237-406 do PHKG2 humano (NP_000285.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15735
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco com gelo