

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phlda2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q53Ga4

Número do item: CM0030346

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PHLDA2 (IPL/TSSC3), validado para WB, IF/ICC e ELISA em humano e camundongo. Adequado para estudos de crescimento placentário, gene impresso e pesquisa em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PHLDA2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IPL; BRW1C; BWR1C; HLDA2; TSSC3; PHLDA2
Espécies	Humano, Camundongo
GeneID (Humano)	7262
GeneID	7262
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-152 do PHLDA2 humano (NP_003302.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q53GA4
Peso Proteico	17kDa
Transporte	Saco de Gelo