

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phlpp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60346

Número do item: CM0025054

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PHLPP1, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece o PHLPP1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre apoptose, supressão de tumores e biologia circadiana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PHLPP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SCOP; PHLPP; PPM3A; PLEKHE1; PHLPP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23239
GeneID	23239
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1160-1428 do PHLPP1 humano (NP_919431.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60346
Peso da Proteína	185kDa
Envio	Saco de gelo