

## Anticorpo Policlonal Anti-Phlpp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zvd8

Número do item: CM0020597

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PHLPP2 humano (semelhante a PHLPP), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com ratinho e rato. O alvo é uma fosfatase supressora tumoral que regula a sinalização de Akt e PKC, desempenhando funções na apoptose e na proliferação.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | PHLPP2 Rabbit pAb                                                                                              |
| Observações/alias   | PPM3B; PHLPL; PHLPP2                                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                         |
| ID do gene (humano) | 23035                                                                                                          |
| ID do gene          | 23035                                                                                                          |
| Imunogénio          | Péptido sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1250-1323 de PHLPP2 humano (NP_055835.2) |
| Origem              | Coelho                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                         |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                              |
| Reatividade cruzada | Humano, ratinho, rato                                                                                          |
| SWISS               | Q6ZVD8                                                                                                         |
| Peso da proteína    | 147 kDa                                                                                                        |
| Expedição           | Em saco de gelo                                                                                                |