

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Akt-T308 Para Wb, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Número do item: CM0000931



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-fosfo-Akt-T308 de alta especificidade para WB e ELISA. Reconhece Akt1/2/3 humano fosforilado em T308; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização PI3K/Akt em pesquisa sobre câncer e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Akt-T308 Rabbit mAb
Observações/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Fosfo-Akt-T308
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	207/208/10000
ID do Gene	207/208/10000
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição T308 da Akt humana (NP_005154.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso da Proteína	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Transporte	Bolsa de gelo