

Anticorpo Monoclonal Anti-Fosfo-Akt1-S473 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31749

Número do item: CM0001091



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Akt1 fosforilada em Ser473 (P31749). Validado para WB, IHC-P, ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudar a sinalização de Akt em câncer e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-AKT-S473 Coelho mAb
Observações/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALFA; RAC-ALFA; Fosfo-AKT1-S473
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	207
GeneID	207
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético ao redor de S473 da Akt1 humana (P31749)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31749
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo