

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Akt1 (Ser473) Para Wb, Elisa - P31749

Número do item: CM0001196



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Fosfo-AKT1 (Ser473) validado para WB e ELISA. Detecta AKT1 humano, de rato e camundongo fosforilado em Ser473. Adequado para estudar a sinalização de AKT em câncer, metabolismo e sobrevivência celular. Originado de coelhos imunizados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-AKT1-S473 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Fosfo-AKT1-S473
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	207
GeneID	207
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S473 do Akt1 humano (NP_005154.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31749
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de gelo