

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Akt1-T308 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31749

Número do item: CM0001741



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado a AKT1 fosforilada em Thr-308. Validado para Western Blot, IHC-P e ELISA. Reconhece AKT1 humana, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo da sinalização PI3K/AKT em pesquisas sobre câncer e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-AKT1-T308 Coelho pAb
Observações/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-T308
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	207
GeneID	207
Imunógeno	Peptídeo sintético – Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de T308 da AKT humana (NP_005154.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31749
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo