

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Akt1 (T450) Para Wb, Elisa - P31749

Número do item: CM0000681



introdução

mAb de Coelho Anti-Fosfo-AKT1-T450 para WB e ELISA; detecta especificamente AKT1 fosforilada em Thr450 em amostras humanas e de rato. Ideal para estudar a sinalização PI3K/AKT no cancro, metabolismo e sobrevivência celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Fosfo-AKT1-T450
Observações/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Fosfo-AKT1-T450
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	207
GeneID	207
Imunogénio	Um péptido fosforilado sintético em torno da T450 da Akt1 humana (P31749).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P31749
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo