

Anti-Fosfo-Akt1 (Thr450) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P31749

Número do item: CM0000577



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo que reconhece AKT1 fosforilada em Thr450, validado para WB e ELISA em humanos e camundongos. Ferramenta essencial para estudar a sinalização AKT em câncer, metabolismo e sobrevivência celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-AKT1-T450 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Fosfo-AKT1-T450
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	207
GeneID	207
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T450 do Akt1 humano (NP_005154.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P31749
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco de gelo