

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Ampka1/Ampka2-T183/T172 Para Wb, Elisa - Q13131 / P54646

Número do item: CM0001493



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo contra AMPK α 1/ α 2 fosforilado em Thr183/Thr172. Adequado para WB e ELISA. Detecta AMPK humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de metabolismo energético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-AMPK α 1/AMPK α 2-T183/T172 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AMPK α 1/AMPK α 2; Fosfo-AMPK α 1/AMPK α 2-T183/T172
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5562/5563
GeneID	5562/5563
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13131/P54646
Peso da Proteína	64kDa/65kDa/62kDa
Envio	Saco com gelo