

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Fosfo-Atm (S1981) Para Wb E Elisa - Q13315

Número do item: CM0001396



introdução

Anticorpo policlonico de coelho específico para ATM fosforilado em Ser1981. Validado para WB e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos de sinalização de danos ao DNA e checkpoint do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-ATM-S1981 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AT1; ATA; ATC; ATD; ATE; ATDC; TEL1; TEL01; Fosfo-ATM-S1981
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	472
ID do Gene	472
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S1981 do ATM humano (NP_000042.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13315
Peso da Proteína	351 kDa
Envio	Bolsa de gelo