


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Aurka-T288/Aurkb-T232/Aurkc-T198 Para Wb, Elisa - O14965 / Q96Gd4 / Q9Uqb9

Número do item: CM0000808



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico que reconhece AURKA (T288), AURKB (T232) e AURKC (T198). Validado para Western blotting e ELISA; reage com amostras humanas e de rato. Ideal para pesquisa de ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-AURKA-T288/AURKB-T232/AURKC-T198 pAb de coelho
Observações/Apelido	AURKA/AURKB/AURKC; Fosfo-AURKA-T288/AURKB-T232/AURKC-T198
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6790/9212/6795
GeneID	6790/9212/6795
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético ao redor de T288 da AURKA humana (NP_003591.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O14965/Q96GD4/Q9UQB9
Transporte	Saco de gelo