


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Axl (Y702) Para Wb, Elisa - P30530

Número do item: CM0001926



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado à Axl humana fosforilada na Tyr702. Validado para WB e ELISA. Ideal para estudar sinalização da quinase Axl, sobrevivência celular e pesquisa em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-Axl-Y702
Observações/Apelido	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Fosfo-Axl-Y702
Espécie	Humano
GeneID	558 (Humano)
Imunogênio	Um peptídeo fosforilado sintético em torno da Y702 da Axl humana (NP_068713.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P30530
Peso Proteico	98 kDa
Envio	Saco de gelo