

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-B-Raf Fosforilado (T401) Para Wb, Elisa - P15056

Número do item: CM0001347



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao B-Raf fosforilado em Thr401. Adequado para WB e ELISA com reatividade cruzada com rato. Investigue a sinalização da quinase MAP e vias oncogênicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-B-Raf-T401 Rabbit mAb
Observações/Alíase	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; Phospho-B-Raf-T401
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	673
GeneID	673
Imunógeno	Pepídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P15056
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Bolsa de gelo