

Anticorpo Policlonal Anti-Fosfo-Bcar1 (Y410) Para Wb - P56945

Número do item: CM0001193



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para BCAR1 fosforilado na tirosina 410. Validado para WB e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudar sinalização de adesão e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Fosfo-BCAR1-Y410 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; P130Cas; Fosfo-BCAR1-Y410
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9564
GeneID	9564
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y410 de BCAR1 humano (NP_055382.2?).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P56945
Peso da Proteína	93kDa
Envio	Saco de gelo